

QMAPP,[®] «Серце» кардіологічної катетеризаційної лабораторії.

**Найбільш компактна,
інтелектуальна та вдосконалена
система гемодинамічних
вимірювань у світі.**

Простий у використанні пристрій, що
приєднується лише одним кабелем.
Програмне забезпечення дійсно
дозволяє зосередити увагу на пацієнтах.
Усе це про QMAPP.

Інтегрованість
робочих
процесів

Неперевершений
час працездатності

Можливість
з'єднання та
інтегрування з усім
обладнанням
лабораторії

Ультракомпактний
підсилювач

Примусове
охолодження
не потрібне

Приєднання
лише одним
кабелем

Fysicon
creating medical solutions

A CANON GROUP COMPANY

Оптимальна робота катетеризаційної лабораторії.

Найсучасніші технології поєднуються з неперевершеною простотою використання. Катетеризаційна лабораторія та її робочі процеси стануть ефективнішими. Система масштабується згідно з вашими потребами: QMAPP, гемодинамічний моніторинг тощо.

Приєднання
лише одним
кабелем

QMAPP

Маленький прилад. Великі дані.

За розмірами підсилювач QMAPP не більший за стіс офісного паперу. На додаток до моніторингу всіх життєво важливих функцій пристрій має 32 біполярних канали для реєстрації внутрішньосерцевої ЕКГ під час електрофізіологічних обстежень.

Пристрій забезпечує оптимальні робочі характеристики й ефективність катетеризаційної лабораторії.



Вільне пересування навколо операційного столу

QMAPP приєднується одним кабелем і фіксується на стандартній DIN-рейці рентгівського або операційного столу. Цей невеликий, але потужний пристрій займає мало місця, що забезпечує додатковий операційний простір і вільне пересування лабораторією.

Легка заміна

Підсилювачі QMAPP є взаємозамінними. Їхні кабелі можна від'єднувати, не втрачаючи даних пацієнта або обстеження.

Примусове охолодження не потрібне

Завдяки вдосконаленим технологіям підсилювач QMAPP не потребує примусового охолодження (шумним вентилятором), тому пристрій не створює повітряних потоків.



QMAPP®
SMART
HARDWARE

Модуль звітності QMAPP: уся потрібна інформація під рукою

Чудова апаратура, інтелектне програмне забезпечення

Зробіть QMAPP «серцем» клінічного робочого процесу у всьому відділенні. Модуль обробляє всі записи, інтеграційну, аналітичну та звітну інформацію клінічних процесів. Модуль звітності QMAPP надає всю інформацію, потрібну для прийняття рішень.

Модуль можна з'єднувати та інтегрувати з усім обладнанням лабораторії, щоб поліпшити робочі процеси.

QMAPP реєструє використані матеріали й імпланти з використанням считувача штрих-кодів. QMAPP виконує всі гемодинамічні розрахунки, яких можна було б очікувати від перспективної системи гемодинамічних вимірювань. QMAPP можна ще більше інтегрувати в робочий процес відділення завдяки таким підключеним функціям, як список робіт, дозиметричні дані, експорт звіту або окремих його частин, зберігання звіту в системі передачі й архівації зображень і, звичайно ж, електронна медична карта. У QMAPP використовуються такі стандарти, як HL7 і DICOM.

Модуль для будь-якого використання

Модуль звітності QMAPP може збирати дані й підключатися до інших систем та програм лабораторії. Компанія Fysicon, яка продукує QMAPP, має кілька десятиліть досвіду в забезпеченні доступності систем. З урахуванням цього досвіду створено каталог модулів, які можна приєднувати згідно з міжнародними стандартами. Така модульна конструкція забезпечує гнучкість та ефективність робочого процесу.


**Модуль звітності QMAPP розвивається разом
із сектором охорони здоров'я, вимоги якого
постійно змінюються.**



**QMAPP забезпечує
отримання всіх
потрібних параметрів:**

- **кров'яного тиску**
неінвазивним методом
- **серцевого викиду**
(термодилуційним методом)
- **CO₂ в кінці спокійного видиху**
(боковий потік)
- **до 2 каналів температури**
(температура тіла)
- **SpO₂**
(Nellcor)
- **до 4 значень кров'яного тиску**
інвазивними методами
- **ЕКГ у 12 відведеннях**
- **до 32 електрофізіологічних каналів**
- **фракційного резерву кровотоку**

**Збирання та
підключення
всіх потрібних
даних**



QMAPP® Тепер ви можете зосередити увагу на пацієнтах.

QMAPP. Найбільш компактна, інтелектуальна та вдосконалена система гемодинамічних вимірювань у світі.



Хочете покращити робочі процеси в кардіологічній лабораторії?

Ви щойно знайшли рішення.

CE 0044 FDA

Неперевершений час працездатності

Інтегрованість робочих процесів

Можливість з'єднання та інтегрування з усім обладнанням лабораторії

QMAPP®
SMART SOFTWARE

QMAPP®
SMART HARDWARE

Приєднання лише одним кабелем

Ультракompактний підсилювач

Примусове охолодження не потрібне

QMT0-193-BG.01



Hooghevelstraat 114
5349 BA Oss
The Netherlands



fysicon.com



info@fysicon.com



+31 (0) 412 65 33 33

Fysicon
creating medical solutions

A CANON GROUP COMPANY